MIPARTM

Installation Instructions For Windows

安装包下载网址:


https://mipar-installer-tokyo.s3.amazonaws.com/MIPAR v5.1.0.0 Installer Win.zip

Setup - MIPAR v4.3.1

- 一、安装
- 1.双击安装包
- 2. 点 击 右 侧 的 "I accept the agreement", 点击"Next"

3.默认安装路径(**切勿修改安装路 径**),点击"**Next**"


4.**选中**"Create a desktop shortout"创建桌面快捷方式,点击"Next"



1 联系电话: 024-31014540


5.点击"Intall"安装,安装需要等待一段时间,点击"Finish"完成安装程序





二、激活

- 1.双击安装的 MIPAR 软件, 试用版请点击 "Trial"
- 2.点击 Activate,选择从邮箱下载的 C2V 密钥文件,或者输入体验版许可证密钥 3.点击 Finish,完成激活程序




MIPARTM

--Spotlight 安装教程--

一、安装


注: MIPAR 软件要求版本: V4.5.0 版本以上。如有需要,请联系科普乐工程师。

- 1. 安装包下载地址: https://www.keple.cn/MIPAR.html(科普乐官网下载)
- 2. "**双击**"打开安装包,默认 C **盘**。点击 "Next"下一步。



3. 点击"Install"安装。





4. 点击 "Finish" 完成。




二、激活

3 联系电话: 024-31014540

注:要求 MIPAR 软件 V4.5.0 及以上版本;下载提供的 V2C 许可证;安装好 Spotlight。

- 1. 双击安装的 MIPAR 软件。
- 2. 打开**任意**模块,点击 "Help" -> "Activate License" -> "Update"。
- 3. 单击 "Activate", 选择邮箱下载的 "Spotlight 的 V2C" 文件。
- 4. 重新启动 MIPAR 软件, Spotlight 和 Snap 已经安装激活完毕。加载图形就可正常使用。



注: 一台电脑不能试用第二次,如有问题,请联系客服: 024-31014540

联系电话: 024-31014540